



Rechnungsanschrift:

Versandadresse:

Siehe Rechnungsanschrift

Bestellung

Kostenvoranschlag

Kunden-Nr.: _____

Besteller: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____

Kommission:

Die vielseitige Posterior-Laufhilfe.




- leichter und faltbarer Aluminiumrahmen (Größe 0 nicht faltbar)
- Handgriffe einzeln höhen- und breitenverstellbar
- EVA-Hinterräder mit in der Nabe integriertem Rücklaufstopp, ausschaltbar
- EVA-Lenkräder mit Richtungsfeststeller

HMV-NR.: 10.46.02.3029



Maße							
	Gr. 0 Rahmen nicht faltbar	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4		
A1	Griffhöhe	29 - 53 cm	34 - 58 cm	51 - 75 cm	68 - 94 cm	87 - 113 cm	
A2	Höhe Unterarmstützen	-	46 - 64 cm	63 - 87 cm	79 - 103 cm	98 - 124 cm	
B	Griffabstand	22 - 36 cm	22 - 36 cm	30 - 44 cm	38 - 52 cm	43 - 57 cm	
C	Sitzhöhe	-	33 cm	45 cm	60 cm	70 cm	
D	Breite Gesamt	52 cm	51 cm	61 cm	68 cm	75 cm	
E	Länge Gesamt	58 cm	58 cm	70 cm	77 cm	87 cm	
	Rahmenhöhe (gefaltet)	37 cm	25 cm	32 cm	34 cm	37 cm	
	Transportmaß (L x B x H)	58x52x37 cm	58x51x25 cm	70x61x32 cm	77x68x34 cm	87x75x37 cm	
	max. Belastung	20 kg	30 kg	50 kg	70 kg	100 kg	
	Gewicht	3,9 kg	7,1 kg	8,3 kg	8,9 kg	10,2 kg	

Grundmodell				
malte mini. Gr. 0 <small>Rahmenfarbe: Lasuritblau metallic; (Rahmen nicht faltbar)</small>	malte. Gr. 1	malte. Gr. 2	malte. Gr. 3	malte. Gr. 4
Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück
35 00 100 840 €	75 01 000 870 €	75 02 000 890 €	75 03 000 995 €	75 04 000 1.210 €

Rahmenfarben				
Farbauswahl für Gr. 1	Farbauswahl für Gr. 2	Farbauswahl für Gr. 3+4	Beschichtung mit einer Wunschfarbe <small>(nach Absprache)</small> Bitte hier den gewünschten Farbton angeben: RAL _____	
				
Preis	Preis	Preis	Preis	
Telemagenta (Pink) (92 00 012) inkl. Himmelblau (92 00 013) inkl.	Lasuritblau metallic (92 00 010) inkl. Verkehrsrot (92 00 007) inkl.	Anthrazit metallic (92 00 014) inkl. Reinweiß (92 00 100) inkl.	75 00 090	225 €


Zubehör																				
<p>Unterarmauflagen mit Handgriffen Unterarmauflagen sind tiefen-, höhen- und winkelverstellbar - die Handgriffe tiefen- und winkelverstellbar (bei Gr. 0 auf Anfrage)</p> 	<p>Unterarmauflagen mit Griffkugeln Unterarmauflagen sind tiefen-, höhen- und winkelverstellbar - die Griffkugeln tiefen- und winkelverstellbar (bei Gr. 0 auf Anfrage)</p> 	<p>Griffstange – abschenkbar, als Querverbindung zwischen den Handgriffen (bei Größe 0+4 sowie in Kombination mit den nebenstehenden Unterarmauflagen nicht möglich)</p> 																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Länge</th> <th>Breite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gr. 1</td> <td>18 cm</td> <td>6,5 cm</td> </tr> <tr> <td>Gr. 2</td> <td>25 cm</td> <td>8 cm</td> </tr> </tbody> </table>		Länge	Breite	Gr. 1	18 cm	6,5 cm	Gr. 2	25 cm	8 cm	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Länge</th> <th>Breite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gr. 1</td> <td>18 cm</td> <td>6,5 cm</td> </tr> <tr> <td>Gr. 2</td> <td>25 cm</td> <td>8 cm</td> </tr> </tbody> </table>		Länge	Breite	Gr. 1	18 cm	6,5 cm	Gr. 2	25 cm	8 cm	
	Länge	Breite																		
Gr. 1	18 cm	6,5 cm																		
Gr. 2	25 cm	8 cm																		
	Länge	Breite																		
Gr. 1	18 cm	6,5 cm																		
Gr. 2	25 cm	8 cm																		
Preis / Satz	Preis / Satz	Preis / Stück																		
Gr. 1 (75 01 001) 352 € Gr. 2 (75 02 001) 352 €	Gr. 1 (75 01 002) 352 € Gr. 2 (75 02 002) 352 €	für Gr. 1 (75 01 003) 288 € für Gr. 2 (75 02 003) 288 € für Gr. 3 (75 03 003) 288 €																		

Zubehör			
<p>Begrenzer für die Handgriffe</p> 	<p>Feststell-Handbremse <small>(bei Größe 0 nicht möglich)</small></p> 	<p>Handbremse – mit extra kleinen Bremsgriffen bei reduzierter Griffweite mit separater Feststellfunktion</p> 	<p>Montage in Kombination mit einer Unterarmauflage (in Kombination mit der Griffkugel nicht möglich)</p> 
Preis / Satz	Preis / Satz	Preis / Stück	
75 00 004 137 €	für Gr. 1 (75 01 008) 249 € für Gr. 2 (75 02 008) 249 € für Gr. 3 (75 03 008) 249 € für Gr. 4 (75 04 008) 249 €	für Gr. 1 (75 01 015) 416 € für Gr. 2 (75 02 015) 416 € für Gr. 3 (75 03 015) 416 € für Gr. 4 (75 04 015) 416 €	

Zubehör

Kombinierte Becken- und Gesäßpelotte für Gr. 1-4 höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, PU-gepolstert		Kombinierte Becken- und Gesäßpelotte für Gr. 0 höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, PU-gepolstert		4-Punkt-Beckengurt für die kombinierte Becken- und Gesäßpelotte						
										
Breite		Breite								
Gr. 1	20 - 28 cm			Gr. 1	7 cm	7 cm	12 cm	12 cm		
Gr. 2	25 - 33 cm			Gr. 2	9 cm	8,5 cm	13 cm	14 cm		
Gr. 3	30 - 36 cm	für Gr. 0	20 - 28 cm	Gr. 3	11,5 cm	11 cm	15 cm	16 cm		
Preis / Satz		Preis / Satz				Preis / Stück				
Gr. 1	(75 01 005)	408 €		für Gr. 0	(35 01 103)	408 €		Gr. 1	(75 01 020)	182 €
Gr. 2	(75 02 005)	408 €						Gr. 2	(75 02 020)	182 €
Gr. 3	(75 03 005)	408 €						Gr. 3	(75 03 020)	182 €

Zubehör

Sitz hochklappbar – gepolstert und bezogen (für Größe 0 nicht möglich)		Schleifbremse		Schiebestange für Begleitperson (für Größe 0 nicht möglich)				
								
Preis / Stück		Preis / Satz		Preis / Stück				
für Gr. 1	(75 01 007)	325 €	für Gr. 0+1	(75 00 009)	81 €	für rechts	(75 00 018)	189 €
für Gr. 2	(75 02 007)	325 €	für Gr. 2-4	(75 01 009)	81 €	für links	(75 01 018)	189 €
für Gr. 3+4	(75 03 007)	325 €						

Zubehör

Kippsicherung – inkl. Stützrolle (bei Größe 0 ohne Stützrolle)		Abweiser (bei Größe 0 nicht möglich)		Abweisrollen – für Gr. 0		Ablagekorb			
									
Preis / Satz		Preis / Satz		Preis / Satz		Preis / Stück			
für Gr. 0	(35 00 005)	137 €	75 00 012	201 €	35 00 010	201 €	für Gr. 0	(35 00 011)	69 €
für Gr. 1-4	(75 00 019)	137 €					für Gr. 1-4	(75 00 011)	69 €