

GMFCS
Level III-IV

kg
max. 100



46–124 cm

29–113 cm



Ich bin Deine vielseitige Posterior-

Laufhilfe. Ich bin immer für Dich da – und das schon ab Deinem ersten Lebensjahr.

Laufen ist mein großes Hobby. Egal, wohin Du gehen möchtest, ich folge Dir.

Wenn Du Dich auf meinen Handgriffen abstützt, wirst Du schnell merken, wie ich Dein Körpergewicht übernehme. Zudem unterstützt Dich meine spezielle, abduzierte Rahmenform, damit Du beim Laufen nicht nach außen pendelst. Meine Beckenpelotte sorgt dafür, dass Du aufrecht und gerade gehst. Cool, oder?





Gesäßpelotte

wird mit einem Handgriff zur Rückenlehne.

Aluminiumrahmen

lässt sich schnell zusammenklappen.

Rücklaufstopp

verhindert unbeabsichtigtes Zurückrollen.

EVA-Lenkräder

machen die Laufhilfe wendig.

Unterarmauflagen
mit Handgriffen.

gepolsterte Sitzbank
lässt sich leicht nach hinten klappen.

Richtungsfeststeller
ermöglicht ein Geradeauslaufen.



Abduzierte Rahmenform
unterstützt Dich beim Gehen und verhindert, dass Du nach außen pendelst.



Aluminiumrahmen
lässt sich über Faltgelenke einfach zusammenklappen.

Rahmenfarbe
Gr. 0 mini



Rahmenfarben
Gr. 1

Telemagenta (Pink)

Himmelblau

Rahmenfarben
Gr. 2

Lasuritblau metallic

Verkehrsröt

Rahmenfarben
Gr. 3 und Gr. 4

Anthrazit metallic

Reinweiß



Daten	Gr. 0 mini*	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4
Griffhöhe	29 - 53cm	34 - 58cm	51 - 75cm	68 - 94 cm	87 - 113 cm
Höhe Unterarmstützen	-	46 - 70 cm	63 - 87 cm	79 - 103 cm	98 - 124 cm
Griffabstand	22 - 36cm		30 - 44 cm	38 - 52cm	43 - 57 cm
Sitzhöhe	-	33 cm	45 cm	60 cm	70 cm
Breite Gesamt	52 cm	51 cm	61 cm	68 cm	75 cm
Länge Gesamt	58 cm		70 cm	77 cm	87 cm
Rahmenhöhe (gefaltet)	37 cm	25 cm	32 cm	34 cm	37 cm
Transportmaß (L x B x H)	58 x 52 x 37 cm	58 x 51 x 25 cm	70 x 61 x 32 cm	77 x 68 x 34 cm	87 x 75 x 37 cm
max. Belastung	20 kg	30 kg	50 kg	75 kg	100 kg
Gewicht	3,9kg	7,1kg	8,3kg	8,5kg	10,2kg
HMV-Nr.	10.46.02.3029				

* Rahmen nicht faltbar



Weitere Infos zum Zubehör
findest Du in der Preisliste.



Scanne diesen QR-Code
und schau Dir direkt auf
unserer Homepage Videos
zum Produkt an.

