



Rundlenker mit  
Bremshebelring



Lenkeinschlag-  
begrenzer



Vorbauverlängerung



Standard-Sattel



Gel-Sattel



Sattelsitz mit Sitzbeinmulden



Einradsattel



Mofa-Sattel

	Daten	Gr. 1	Gr. 2.	Gr. 3
Standard-Sattel	Breite	15 cm	15 cm	18 cm
	Länge	21 cm	24 cm	26 cm
Gel-Sattel	Breite hinten	19 cm	24 cm	-
	Breite vorne	4 cm	7 cm	-
	Länge	24 cm	27 cm	-
Sattelsitz mit Sitzbeinmulden	Breite hinten	20,5 cm	24 cm	-
	Breite vorne	4 cm	4 cm	-
	Länge hinten	9,5 cm	9,5 cm	-
	Länge gesamt	14,5 cm	14,5 cm	-

	Daten	Gr. 1
Einradsattel	Breite hinten	11 cm
	Breite mittig	6 cm
	Breite vorne	8 cm
	Länge	25 cm
Mofa-Sattel	Breite hinten	26 cm
	Breite vorne	9,5 cm
	Länge hinten	12 cm
	Länge gesamt	25 cm



Stufenlos einstellbare  
Kurbelverkürzer



Kurbelverkürzer



Spezialkurbel für  
Kniekontraktur



	Gr. 1	Gr. 2.	Gr. 3
Standard-Sattelstütze	für 12" + 16"/12"	für 16"	für 20" - 26"
T-Sattelstütze	für 12" + 16"/12"	für 16" + 20"	für 24" + 24"/20" + 26"



**Aufnahmebügel**  
in vier Größen



**mit passender Halterung**



Daten	Gr. 1	Gr 2.	Gr. 3	Gr. 4
max. Höhe*	20 cm	30 cm	37 cm	53 cm
Tiefe	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm

\*gemessen vom Standard-Sattel bis zur Oberkante der jeweiligen Pelotte



**Classic-Lenker**



**Touring-Lenker**



**Rundlenker**



**Multifunktionslenker**

	Daten	Gr. 1	Gr 2.	Gr. 3	Gr. 4
<b>Classic-Lenker</b>	Breite	47 cm	49 cm	52 cm	58 cm
<b>Touring-Lenker</b>	Breite	55 cm	58 cm	-	-
	Tiefe	17 cm	17 cm	-	-
<b>Rundlenker</b>	Breite	40 cm	43 cm	48 cm	-
	Tiefe	17 cm	21 cm	25 cm	-
<b>Multifunktionslenker</b>	Breite	61,5 cm	-	-	-
	Tiefe	16,5 cm	-	-	-

Fußpositionierungs-  
pedale

Heimtrainerpedale



Fußschale

Fußschale mit  
BeinführungFußschale mit  
dynamischer  
BeinführungDynamische und breiteneinstellbare  
Rücken- und Beckenpelotten

	Daten	Gr. 1	Gr. 2.	Gr. 3
Dynamische Rückenpelotte	Breite	20 - 30 cm	25 - 35 cm	30 - 40 cm
Dynamische Beckenführungspelotte	Breite	20 - 28 cm	25 - 33 cm	30 - 36 cm
Breiteneinstellbare Rückenpelotte	Breite	20 - 28 cm	25 - 33 cm	30 - 36 cm
Breiteneinstellbare Beckenführungspelotte	Breite	20 - 28 cm	25 - 33 cm	30 - 36 cm

## Handpositionierungshilfe



## Brustgurt



## Positionierungsweste



	Daten	Gr. 0	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3
Handpositionierungshilfe	Breite vorne	8,5 cm	10 cm	12 cm	14 cm
Brustgurt	Breite	-	5 cm	6,5 cm	7 cm
	Länge	-	18,5 cm	25,5 cm	30,5 cm
Positionierungsweste	Breite innen	-	8 cm	9 cm	12 cm
	Breite gesamt	-	25 cm	30 cm	34 cm
	Höhe Seite	-	10 cm	12 cm	16 cm
	Höhe gesamt	-	28 cm	30 cm	35 cm



**Schiebestange**



**Lenkung für Begleitperson  
mittels Lenkgestänge**



**Stützradrahmen als Montagesatz  
für handelsübliche Zweiräder**  
(Naben-Einbaubreite min. 120 mm)



Scanne diesen QR-Code  
und schau Dir direkt auf  
unserer Homepage ein Video  
zum Zubehörsortiment an.

