

**Rechnungsanschrift:****Versandadresse:**

Siehe Rechnungsanschrift

Bestellung**Kostenvoranschlag**

Kunden-Nr.: _____

Besteller: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____

Kommission:**Der vielfältige Dusch- und Toilettenstuhl.**

- als Aufsatz auf der Toilette, mit Untergestell freistehend oder als Duschstuhl verwendbar
- inkl. Beckengurt und abnehmbarer Armlehnen
- verstellbar in Sitztiefe und Rückenwinkel

HMV-Nr.: 33.40.01.4005
(Nutzung als Toilettenaufsatz)**HMV-Nr.: 33.40.04.1008**
(Nutzung als Toilettenstuhl)**Jetzt
höhen-
einstellbarer
Rücken für
alle Größen.****neu**

zum Konfigurator

**Grundmodell**

	hts. Gr. 1	hts. Gr. 2	hts. Gr. 3
	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück
	57 01 100 1.134 €	57 02 100 1.134 €	57 03 100 1.238 €

Untergestelle**Fahrbares Untergestell hts.** – inkl. Fußbank und 75 mm Laufrollen (mit Feststellbremse mit Totalfeststeller), in der Höhe verstellbar, mit Sitzwinkelverstellung (-)5° – 25°**Fahrbares Untergestell hts.** – inkl. Fußbank und 75 mm Laufrollen (mit Feststellbremse mit Totalfeststeller), in der Höhe verstellbar, mit Sitzwinkelverstellung (-)15° – 15°**Feststehendes Untergestell hts.**
inkl. Fußbank, in der Höhe verstellbar

Preis / Stück		Preis / Stück		Preis / Stück	
für Gr. 1	(57 01 025) 1.519 €	für Gr. 1	(57 01 002) 1.519 €	für Gr. 1	(57 01 026) 1.144 €
für Gr. 2	(57 02 025) 1.519 €	für Gr. 2	(57 02 002) 1.519 €	für Gr. 2	(57 02 026) 1.144 €
für Gr. 3	(57 03 025) 1.519 €	für Gr. 3	(57 03 002) 1.519 €	für Gr. 3	(57 03 026) 1.144 €

Untergestelle

Transfer- und Pflegeuntergestell hts. – aus Edelstahl, pulverbeschichtet, inkl. Fußbank und 100 mm Laufrollen (mit Feststellbremse mit Totalfeststeller), in der Höhe verstellbar. Mit dem Transfer- und Pflegeuntergestell **hts.** bieten wir ein weiteres Untergestell für den Dusch- und Toilettenstuhl **hts.**, um den Anforderungen des Nutzers und der Begleitperson an Transfer und Pflege noch besser entsprechen zu können. Mit Hilfe eines Tretpedals an beiden Seiten des Untergestells kann die Höhe beliebig eingestellt werden. Der Sitz kann einfach nach vorne und nach hinten gekantelt werden.

	für Gr. 1+2	für Gr. 3
Breite	67 cm	71 cm
Länge	84 cm	87 cm
Sitzwinkel	(-)5° - 25°	(-)5° - 25°
Sitzhöhe	51 - 78 cm	51 - 78 cm
Unterschenkellänge	27 - 40 cm	40 - 53 cm
Preis / Stück		
für Gr. 1+2 (57 01 030)	3.012 €	
für Gr. 3 (57 03 030)	3.257 €	



Untergestelle

Badewannenuntergestell hts. – nicht möglich für Gr. 3, Nutzung ohne Fußbank

Breite (unten / oben)	41 / 49 cm
Länge	58 cm
Höhe (vorne)	25 cm
Preis / Stück	
für Gr. 1+2 (57 01 003)	414 €



Zubehör

Anbaubügel – zur Montage auf der Toilette (Standardkonfiguration, wenn kein Untergestell ausgewählt wurde)




für Gr. 1+2 (57 01 004)	197 €
für Gr. 3 (57 03 004)	197 €

Preis / Stück

Maße

		Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3
A Breite	fahrbare Untergestelle	53 cm		57 cm
	feststehende Untergestelle	51 cm		53 cm
	Transfer- und Pflegeuntergestell	67 cm		71 cm
B Sitzhöhe	fahrbare Untergestelle	39 - 55 cm		44 - 58 cm
	feststehende Untergestelle	33 - 43 cm	36 - 44 cm	38 - 48 cm
	Transfer- und Pflegeuntergestell	51 - 78 cm		
C Sitzbreite		20* / 25* / 30 cm	20* / 25* / 30* / 36 cm	28* / 33* / 38* / 43 cm
D Sitztiefe		20 / 23 / 25 / 28 cm	29 / 32 / 34 / 37 cm	37 / 40 / 42 / 44 cm
E Höhe Armlehne		13,5 cm	17 cm	20 cm
F Rückenbreite		29 cm	34 cm	41 cm
G Unterschenkellänge Toilettensitz		22 - 34 cm	27 - 39 cm	34 - 44 cm
H Rückenhöhe		37 / 41 / 45 cm	40 / 45 / 50 cm	50 / 56 / 62 cm
I max. (überfahrbare) Toilettenhöhe	fahrbare Untergestelle	52 cm		52,5 cm
	feststehende Untergestelle	38 cm		42 cm
J Länge	fahrbare Untergestelle	74 cm		81 cm
	feststehende Untergestelle	71 cm		74 cm
	Transfer- und Pflegeuntergestell	84 cm		87 cm
K Vorderkante Hygieneöffnung bis Hinterkante der Untergestelle		48 cm		
	Einstellbare Höhe Thoraxpelotten Gr.1	24 - 39,5 cm		33 - 52 cm
	Einstellbare Höhe Thoraxpelotten Gr.2	25,5 - 41 cm		34,5 - 53,5 cm
	Rückenwinkel	(-)6°, 6°, 18°		
	Sitzwinkel	(-)5° - 25°		
		(-)15° - 15°		
	max. Belastung	34 kg	68 kg	113 kg

* einstellbar mittels optionaler Oberschenkelführung



Zubehör

Armlehnen für Gr. 1 abnehmbar (Standardkonfiguration bei Gr. 1, wenn nicht anders angegeben)		Armlehnen für Gr. 1-3 abnehmbar (Standardkonfiguration bei Gr. 2, wenn nicht anders angegeben)		Armlehnen für Gr. 2+3 abnehmbar (Standardkonfiguration bei Gr. 3, wenn nicht anders angegeben)		 Beckenanstützung neu ab April verfügbar!
						
Höhe	13,5cm	Höhe	17cm	Höhe	20cm	
Preis / Paar		Preis / Paar		Preis / Paar		
57 01 001	inkl.	57 02 001	inkl.	57 03 001	inkl.	

Preis / Stück	
57 02 037	198 €

Polster

Zusatzpolster

Rücken- und Sitzpolster (hinten geschlossen)			Rücken- und Sitzpolster (hinten offen)			Rückenpolster mit weichem Sitzpolster (hinten geschlossen)			Rückenpolster und Sitzpolster (komplett geschlossen)			Sitzpolster (komplett geschlossen)		
														
	Lochgröße im Sitzpolster			Lochgröße im Sitzpolster			Lochgröße im Sitzpolster							
für Gr. 1	8 x 20 cm		für Gr. 1	10 x 23 cm		für Gr. 1	11 x 22 cm							
für Gr. 2	9 x 25 cm		für Gr. 2	11 x 30 cm		für Gr. 2	11 x 31 cm							
für Gr. 3	11 x 30 cm		für Gr. 3	15 x 36 cm		für Gr. 3	12 x 37 cm							
Preis / Set			Preis / Set			Preis / Set			Preis / Set			Preis / Stück		
für Gr. 1	(57 01 113)	394 €	für Gr. 1	(57 01 112)	394 €	für Gr. 1	(57 01 135)	505 €	für Gr. 1	(57 01 128)	472 €	für Gr. 1	(57 01 029)	266 €
für Gr. 2	(57 02 113)	394 €	für Gr. 2	(57 02 112)	394 €	für Gr. 2	(57 02 135)	505 €	für Gr. 2	(57 02 128)	472 €	für Gr. 2	(57 02 029)	266 €
für Gr. 3	(57 03 113)	394 €	für Gr. 3	(57 03 112)	394 €	für Gr. 3	(57 03 135)	505 €	für Gr. 3	(57 03 128)	472 €	für Gr. 3	(57 03 029)	266 €

Zubehör

Thoraxpelotten – breiten- und höhenverstellbar			
	Gr. 1	Gr. 2	
Höhe	10 cm	13 cm	
Tiefe	13 cm	17 cm	
passend für	Gr. 1+2	Gr. 2+3	
Brustbreite bei Gr. 1	15 – 28 cm		
Brustbreite bei Gr. 2	19 – 32 cm		
Brustbreite bei Gr. 3	28 – 42 cm		
Preis / Paar			
Gr. 1	(57 01 007)		351 €
Gr. 2	(57 02 007)		351 €
Gr. 1 zusätzlich mit Brustgurt	(57 01 008)		415 €
Gr. 2 zusätzlich mit Brustgurt	(57 02 008)		415 €

Thoraxpelotten abklappbar – breiten- und höhenverstellbar			
	Gr. 1	Gr. 2	
Höhe	10 cm	13 cm	
Tiefe	13 cm	15 cm	
passend für	Gr. 1+2	Gr. 2+3	
Brustbreite bei Gr. 1	12 – 30 cm		
Brustbreite bei Gr. 2	17 – 37 cm		
Brustbreite bei Gr. 3	27 – 46 cm		
Preis / Paar			
Gr. 1	(57 01 032)		488 €
Gr. 2	(57 02 032)		488 €
Gr. 1 zusätzlich mit Brustgurt	(57 01 033)		552 €
Gr. 2 zusätzlich mit Brustgurt	(57 02 033)		552 €

Zubehör

Oberschenkelführung breiteneinstellbar						Tisch / Armauflage		Angeformte Kopfstütze – höhen-, winkel- und tiefenverstellbar	
									
	Polsterhöhe	Polsterbreite	Sitzbreitenbereich						
			Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3				
57 00 010	7,5cm	18cm	20 / 25cm	25 / 30cm	33 / 38cm				
57 01 010	7,5cm	28cm	-	25 / 30cm	33 / 38cm				
57 02 010	7,5cm	28cm	-	20 / 25cm	28 / 33cm				
Preis / Paar						Preis / Stück		Preis / Stück	
für Gr. 1-3	(57 00 010)		189 €			für Gr. 1	(57 01 011)	431 €	57 00 006 415 €
für Gr. 2+3	(57 01 010)		211 €			für Gr. 2	(57 02 011)	431 €	
für Gr. 2+3 extra dicke Oberschenkelführung	(57 02 010)		233 €			für Gr. 3	(57 03 011)	431 €	

Standard Abweiser – nicht nutzbar bei komplett geschlossenem Sitzpolster und nur in Verbindung mit einem Abduktionskeil



Preis / Stück

für Gr. 1+2 (57 01014)	83 €
für Gr. 3 (57 03014)	83 €


Abweiser mit Spritzschutz – nicht nutzbar bei komplett geschlossenem Sitzpolster



Preis / Stück

für Gr. 1+2 (57 01015)	168 €
für Gr. 3 (57 03015)	168 €

Dynamischer Abweiser mit Spritzschutz – nicht nutzbar bei komplett geschlossenem Sitzpolster



Preis / Stück

für Gr. 2+3 (57 02034)	394 €
-------------------------------	-------

Zubehör

Abduktionskeil



Preis / Stück

für Gr. 1+2 (57 01016)	193 €
für Gr. 3 (57 03016)	193 €

Toiletteneimer



Preis / Stück

für Gr. 1 (57 01017)	138 €
für Gr. 2 (57 02017)	138 €
für Gr. 3 (57 03017)	138 €

Hygieneinsatz zur Verkleinerung der Sitzpolsteröffnung – ist nur mit offenen oder teiloffenen Sitzpolstern nutzbar



Preis / Stück

für Gr. 1+2 (57 01036)	109 €
für Gr. 3 (57 03036)	109 €

Zubehör

Fußbank – bei Verwendung als Toilettenaufsatz



Preis / Stück

für Gr. 1 (57 01018)	525 €
für Gr. 2 (57 02018)	525 €
für Gr. 3 (57 03018)	525 €

Wadenführung – nur nutzbar mit der Fußbank



Preis / Stück

für Gr. 1+2 (57 01019)	109 €
für Gr. 3 (57 03019)	109 €

Fußmanschetten – nur nutzbar mit der Fußbank



Preis / Paar

für Gr. 1+2 (57 01020)	124 €
für Gr. 3 (57 03020)	124 €

Brustschultergurt



für Gr.1

für Gr.2+3

Preis / Stück

für Gr. 1 (57 01009)	275 €
für Gr. 2 (57 02009)	275 €
für Gr. 3 (57 03009)	275 €

Zubehör

Schiebegriffe – für fahrbare Untergestelle



Preis / Paar

57 00030	237 €
-----------------	-------

Laufrollen 100mm – für fahrbare Untergestelle



Aufpreis / Set

57 00031	157 €
-----------------	-------

Reise-Basis hts. – mit passender Tasche, max. Toilettenhöhe = 47 cm, nicht möglich für Gr. 3, Nutzung ohne Fußbank (nur für temporäre Nutzung auf Reisen und nur in Kombination mit Anbaubügel geeignet)



Preis / Set

für Gr. 1+2 (57 01022)	776 €
-------------------------------	-------