



Rechnungsanschrift:

Versandadresse:

Siehe Rechnungsanschrift

Bestellung

Kostenvoranschlag

Kunden-Nr.: _____

Besteller: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____

Kommission:

Der souveräne Therapiestuhl.

- inkl. Polsterung und Bezug
- inkl. Rücken
- inkl. Armlehnen
- inkl. 4 Laufrollen (100 mm) mit Richtungsfeststellern vorne & Feststeller hinten
- Verstellmöglichkeiten:
 - Höhen-, Sitzwinkel- und Rückenwinkelverstellung über Elektromotor mit Handbedienung
 - Sitztiefe und Sitzbreite
 - höhen-, breiten- und tiefenverstellbare Armlehne
- Bezug: Schiefergrau (Nr. 124)
- Rahmenfarbe: Schwarzgrau


HMV-Nr.: 26.11.05.0051




zum Konfigurator

Maße

		Gr.1	Gr.1b	Gr.2	Gr.3
A	Sitztiefe	30 - 42 cm	38 - 48 cm		45 - 55 cm
B	Sitzbreite	28 - 38 cm		36 - 48 cm	
C	Rückenhöhe kurz	42 - 60 cm		48 - 60 cm	
C	Rückenhöhe lang	52 - 70 cm		58 - 70 cm	
D	Sitzhöhe		40 - 55 cm		
E	Unterschenkellänge	27 - 45 cm		35 - 52 cm	
F	Breite gesamt		60,5 cm		
G	Länge Grundrahmen		84,5 cm		
	Sitzwinkel		(-)20° - 20°		
	Rückenwinkel		(-)5° - 25°		
	max. Belastung		125 kg		
	Gewicht		45 kg		



Voreinstellungen



Voreinstellungen am Therapiestuhl im Hause Schuchmann.
Teilen Sie uns hierfür bitte folgende Körpermaße mit:

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| I Achselhöhe _____ | IV Beckenbreite _____ |
| II Brustbreite _____ | V Sitztiefe _____ |
| III Rückenhöhe _____ | VI Unterschenkellänge _____ |

	Preis
62 00 080	inkl.

Grundmodell

maxi. Gr. 1		maxi. Gr. 1b		maxi. Gr. 2		maxi. Gr. 3	
Preis				Preis		Preis	
62 01 000	3.502 €	62 01 200	3.502 €	62 02 000	3.502 €	62 03 000	3.708 €

HD-Kit

maxi. HD-Kit – bei dieser Option wird die **maxi.** an elementaren Stellen verstärkt (optionales Zubehör ist nur betroffen, wenn ausgewählt):

- Rückenblech aus Stahl statt Aluminium gefertigt
- Rückenwinkel verstellbar über eine Gasdruckfeder, mittels Auslösehebel am Schiebebügel, statt über E-Motor
- Fußwinkelverstellung der hochklappbaren Fußbank ist durch Schrauben einzustellen statt durch Zugschnapper



- Halterung der Thoraxpelotten mit zusätzlichem Blech verstärkt
- Armlehnen nur inkl. Therapietischeinsteckung möglich - in Holz ausgeführt, Winkelverstellung der Armlehne durch Schraube einzustellen statt manni-Griff
- Schiebebügel muss ausgewählt werden

Aufpreis

für Gr. 1+1b	(62 01 047)		650 €
für Gr. 2+3	(62 02 047)		650 €

Bezüge

Minderposition


Schiefer-Grau (Nr. 124)	Soft-Grau (Nr. 127)	Flexi-Hellgrau (Nr. 50)	Ohne Sitz-/Becken- und Rückenpolster sowie Bezug liefern – zum Einbau von Maßpolstern
Preis	Preis	Aufpreis	Preisreduzierung
91 00 124	91 00 127	62 00 050	62 00 001
inkl.	inkl.	272 €	Netto -100 €

Kopfstützen

Kopfstütze (Standard) inkl. Standard-Halter & Bezug, gepolstert, höhen- und winkelverstellbar	Kopfstütze (Muschelform) inkl. Standard-Halter & Bezug, gepolstert, höhen- und winkelverstellbar	Kopfstütze (Seitenführung) inkl. Standard-Halter & Bezug, gepolstert, höhen- und winkelverstellbar
Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück
für Gr. 1+1b (62 01 005)	für Gr. 1+1b (62 01 006)	für Gr. 1+1b (62 01 007)
für Gr. 2+3 (62 02 005)	für Gr. 2+3 (62 02 006)	für Gr. 2+3 (62 02 007)
335 €	453 €	391 €
335 €	453 €	391 €

Kopfstützen

Kopfstütze (Seitenführung, winkelverstellbar) – gepolstert, inkl. Bezug, höhen-, tiefen- und winkelverstellbar, zusätzlich sind die Seitenführungen jeweils winkelverstellbar




A = Breite Anlagefläche
B = Höhe Kopfstütze
C = Breite Seitenführung

	A	B	C
Gr. 1	13,5 cm	10,5 cm	10 cm
Gr. 2	15 cm	10,5 cm	13,5 cm
Gr. 3	17 cm	12,5 cm	16,5 cm
	Preis / Stück		
Gr. 1	(62 01 008)	651 €	
Gr. 2	(62 02 008)	651 €	
Gr. 3	(62 03 008)	651 €	

Adapter für Kopfstützen zur Seitenverstellung

Doppelgelenk für Kopfstützenhalterungen um den Einstellbereich der Tiefe zu erweitern

Universaladapter für Kopfstützenhalterungen bei Fremdkopfstützen – in der Ausführung 15x15 mm



Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Set	Preis / Stück
62 02 009	154 €	62 00 009	98 €
		62 01 009	95 €

Zubehör



Rücken – inkl. Polster & Bezug (Kurzer Rücken ist Standard, wenn nicht anders angegeben)

Rückenverlängerung – inkl. Polster & Bezug (auswählbar **bei kurzem Rücken** für die Gr. 2 + 3)

Preis / Stück		Preis / Stück	
kurz für Gr. 1+1b (62 01 002)	inkl.	für Gr. 2+3 62 02 023	132 €
kurz für Gr. 2+3 (62 02 002)	inkl.		
lang für Gr. 1+1b (62 01 003)	inkl.		
lang für Gr. 2+3 (62 02 003)	inkl.		

Zubehör

Thoraxpelotten – gepolstert, inkl. Bezug, winkel-, höhen- und breitenverstellbar



Thoraxpelotten, lang (Rumpfführung)
gepolstert, inkl. Bezug, winkel-, höhen- und breitenverstellbar



Pelotten	Höhe	Tiefe
Gr. 1-3	12cm	16cm

Pelotten	Höhe	Tiefe
Gr. 1-3	20cm	16cm

	Breite 1	Breite 2
Brustbreite bei maxi. Gr. 1+1b	17 - 25 cm	25 - 33 cm
Brustbreite bei maxi. Gr. 2+3	25 - 33 cm	33 - 41 cm
Preis / Paar		
Breite 1 (62 01 022)	185 €	
Breite 2 (62 02 022)	185 €	

	Breite 1	Breite 2
Brustbreite bei maxi. Gr. 1+1b	17 - 25 cm	25 - 33 cm
Brustbreite bei maxi. Gr. 2+3	25 - 33 cm	33 - 41 cm
Preis / Paar		
Breite 1 (62 01 010)	185 €	
Breite 2 (62 02 010)	185 €	

Zubehör


Oberschenkelführung – gepolstert, inkl. Bezug, winkel-, tiefen- und breitenverstellbar



Abnehmbare Oberschenkelführung – gepolstert, inkl. Bezug, winkel-, tiefen- und breitenverstellbar



Knieabduktionskeil – vorsteckbar, gepolstert inkl. Bezug




Preis / Paar		Preis / Paar		Preis / Stück	
für Gr. 1+1b (Länge 22cm) (62 02 011)	218 €	für Gr. 1+1b (Länge 22cm) (62 01 043)	320 €	62 00 014	249 €
für Gr. 2+3 (Länge 25cm) (62 03 011)	218 €	für Gr. 2+3 (Länge 25cm) (62 02 043)	320 €		

Zubehör

Einstellbare Beckenführung – gepolstert, inkl. Bezug, winkelverstellbar

	Sitzbreite A
für Gr. 1	28 - 38cm
für Gr. 2+3	36 - 48cm



Therapietisch – aus Holz mit Rand, vorsteckbar, beidseitig befestigt (nur mit Armlehnen inkl. Therapietischeinsteckung verwendbar)



Pelotten	Höhe	Tiefe
Gr. 1	12cm	12cm
Gr. 2	15cm	16cm

	Breite vorne	Breite hinten	Tiefe
für Gr. 1-3	49,5cm	60cm	50cm
für Gr. 2+3	59,5cm	62cm	50cm

Preis / Stück		Preis / Stück	
für Gr. 1+1b 62 01 012	452 €	für Gr. 1-3 (62 00 013)	294 €
für Gr. 2+3 62 02 012	452 €	für Gr. 2+3 (62 02 024)	294 €

Zubehör

Armlehnen Standard – breiten- und höhenverstellbar (nicht kompatibel mit HD-Kit)



Preis / Paar

62 00 004 inkl.

Zubehör

Armlehnen inkl. Therapietischeinsteckung – breiten- höhen- und winkelverstellbar



Aufpreis / Paar

fest **(62 01 004)** 247 €
abklappbar **(62 02 004)** 371 €

Armauflagepolster Gr. 2 – für Armlehnen inkl. Therapietischeinsteckung (Standardkonfiguration bei Grundmodell Gr. 1-2, wenn nicht anders angegeben)

Länge: 27 cm Breite: 7 cm

62 02 046

Armauflagepolster Gr. 3 – für Armlehnen inkl. Therapietischeinsteckung (Standardkonfiguration bei Grundmodell Gr. 3, wenn nicht anders angegeben)

Länge: 34 cm Breite: 8 cm

62 03 046
Zubehör

Aufsteckbare Fußbank – Höhe ca. 13cm über dem Boden



Preis / Stück

62 00 015 402 €

Fußbank – höhen- und kniewinkelverstellbar, hochklappbar, fest montiert an der Sitzeinheit und Schlitz zur Befestigung von Begurtungen


Breite
Tiefe

für Gr. 1+1b

41cm

26cm


für Gr. 2+3

45cm

Preis / Stück

für Gr. 1+1b **(62 01 016)** 525 €
für Gr. 2+3 **(62 02 016)** 525 €

Wadenanlage für Fußbank – bezogen mit schwarzem Flexi-Stoff (nicht möglich bei aufsteckbarer Fußbank)


Breite
Höhe

für Gr. 1+1b

32cm

6,5cm

für Gr. 2+3

38cm

Preis / Stück

für Gr. 1+1b **(62 01 017)** 228 €
für Gr. 2+3 **(62 02 017)** 228 €

Polster

Fußbankpolster für die aufsteckbare Fußbank

bezogen mit schwarzem Flexi-Stoff, Höhe: 1cm (nicht in Verbindung mit Fußbegurtung möglich)

Preis / Stück

62 00 038 165 €

Fußbankpolster für höhenverstellbare Fußbank

bezogen mit schwarzem Flexi-Stoff, Höhe: 1cm (nicht in Verbindung mit Fußbegurtung möglich)

Preis / Stück

für Gr. 1+1b **(62 01 038)** 133 €
für Gr. 2+3 **(62 02 038)** 133 €

Zubehör

Laufrollen mit Feststeller – (Standard mit 2 Feststellern hinten, wenn nicht anders angegeben – bei 4 Feststellern ist kein Richtungsfeststeller möglich)



Aufpreis / Set

100 mm Rollen 2 mit Feststeller **(62 00 018)** inkl.
100 mm Rollen 4 mit Feststeller **(62 01 018)** 101 €
125 mm Rollen 2 mit Feststeller **(62 00 041)** 42 €
125 mm Rollen 4 mit Feststeller **(62 01 041)** 121 €

Zentrale Feststellbremse der hinteren Laufrollen
wahlweise Auslösehebel rechts oder links montiert



Aufpreis / Set

links montiert (100 mm Laufrollen) **(62 00 019)** 474 €
rechts montiert (100 mm Laufrollen) **(62 01 019)** 474 €
links montiert (100 mm Laufrollen vorne mit Feststeller) **(62 02 019)** 567 €
rechts montiert (100 mm Laufrollen vorne mit Feststeller) **(62 03 019)** 567 €
links montiert (125 mm Laufrollen) **(62 00 042)** 516 €
rechts montiert (125 mm Laufrollen) **(62 01 042)** 516 €
links montiert (125 mm Laufrollen vorne mit Feststeller) **(62 02 042)** 609 €
rechts montiert (125 mm Laufrollen vorne mit Feststeller) **(62 03 042)** 609 €

Zubehör

Schiebebügel – mit Gummiüberzug



Preis / Stück

für Gr. 1+1b **(62 01 021)** 216 €
für Gr. 2+3 **(62 02 021)** 216 €

Set für werkzeuglose Verstellmöglichkeit

Kopfstütze, Thoraxpelotten, Rückenhöhe, Kniewinkel, Sitztiefe, Oberschenkelführung und Unterschenkelänge sind ohne Werkzeug einstellbar

Preis / Set

62 00 045 78 €

Zubehör

Begurtungsmontageset für den Sitzbereich – bestehend aus 2 Klappschnalle und 2 Klappschnallen (gebohrt)

Preis / Set

25mm **(62 01 030)**

48 €

Begurtungsmontageset für den Rückenbereich – bestehend aus 2 Gewindeplatten mit Klappschnallen und 2 Klappschnallen (gebohrt)

Preis / Set


25mm **(62 01 031)**

48 €

Begurtung

Brustschultergurt – aus elastischem, atmungsaktivem und feuchtigkeitsabweisendem Material, drei Gurte mit Steckschlössern, Gurt zur Schulter links fest vernäht; Farbe: schwarz

	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3
A	13 cm	18 cm	18 cm
B	19 cm	20 cm	21 cm
C	15 cm	19 cm	28 cm
D	5 cm	5 cm	5 cm
E	28 cm	34 cm	44 cm
Gurtbreite	2 cm	2,5 cm	2,5 cm



Preis / Stück

Gr. 1 **(62 01 032)**

197 €

Gr. 2 **(62 02 032)**


197 €

Gr. 3 **(62 03 032)**

197 €

Positionierungsweste – mit Reißverschluss, aus elastischem, atmungsaktivem und feuchtigkeitsabweisendem Material, Schultergurte fest vernäht, Gurte zum Beckenbereich mit Steckschlössern; Farbe: schwarz

	Gr. 1	Gr. 2
A	11 cm	18 cm
B	21 cm	22 cm
C	12 cm	15 cm
D	3,5 cm	3,5 cm
E	28 cm	34 cm
Gurtbreite	2 cm	2,5 cm



Preis / Stück

Gr. 1 **(62 01 033)**

228 €

Gr. 2 **(62 02 033)**

228 €

Begurtung

Beckengurt – mit Polster und beidseitig verstellbarem Steckschloss; Farbe: schwarz



	Gr. 1	Gr. 2
Polsterbreite	4 cm	5 cm
Polsterlänge je Seite	18 cm	28 cm
Gurtlänge je Seite	30 cm	40 cm
Gurtbreite	2,5 cm	2,5 cm

Preis / Stück

Gr. 1 **(62 01 034)**

99 €

Gr. 2 **(62 02 034)**

99 €

4-Punkt-Beckengurt – mit Polster und beidseitig verstellbarem Steckschloss; Farbe: schwarz



	Gr. 1	Gr. 2
Polsterbreite	4 cm	5 cm
Polsterlänge je Seite	18 cm	28 cm
Gurtlänge je Seite	30 cm	40 cm
Gurtbreite	2,5 cm	2,5 cm

Preis / Stück

Gr. 1 **(62 01 035)**

172 €

Gr. 2 **(62 02 035)**

172 €

Begurtung

Beckengurt – von „Pelvi.Loc“, Farbe: schwarz



	Gr. 2 (S)	Gr. 3 (M)	Gr. 4 (L)
für Beckenbreite	25 – 34 cm	32 – 40 cm	38 – 46 cm
Polsterbreite	7 cm	7,5 cm	8,5 cm
Polsterlänge je Seite	19 cm	22 cm	24 cm
Gurtlänge je Seite	25 cm	45 cm	45 cm
Gurtbreite	2,5 cm	2,5 cm	2,5 cm

Preis / Stück

Gr. 2 (S) **(62 02 039)**

325 €


Gr. 3 (M) **(62 03 039)**

325 €

Gr. 4 (L) **(62 04 039)**

325 €

Sitzhose (Standard) – aus elastischem, atmungsaktivem und feuchtigkeitsabweisendem Material, vorne mit zwei Steckschlössern, Gurte hinten fest vernäht; Farbe: schwarz



	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4
A	29 cm	33 cm	36 cm
B	17 cm	22 cm	26 cm
C	43 cm	49 cm	55 cm
Gurtbreite	2,5 cm	2,5 cm	2,5 cm

Gr. 2 **(62 02 040)**

165 €

Gr. 3 **(62 03 040)**


165 €

Gr. 4 **(62 04 040)**

165 €


Begurtung

Fußmanschette – mit Umlenkrolle und Klettverschluss; Farbe: schwarz (nicht mit der aufsteckbaren Fußbank nutzbar)



	Knöchelumfang	Gurtbreite
Gr. 1	12 – 19 cm	2,5 cm
Gr. 2	15 – 23 cm	2,5 cm
Gr. 3	19 – 27 cm	4 cm
		Preis / Paar
Gr. 1 (62 01 036)		236 €
Gr. 2 (62 02 036)		236 €
Gr. 3 (62 03 036)		236 €

Fußpositionierungshilfe – mit Gurtband inkl. Klettverschluss; Farbe: schwarz (nicht mit der aufsteckbaren Fußbank nutzbar)



	A	Gurtbreite
Gr. 1	6,5 cm	2,5 cm
Gr. 2	8 cm	2,5 cm
Gr. 3	9,5 cm	2,5 cm
		Preis / Paar
Gr. 1 (62 01 037)		217 €
Gr. 2 (62 02 037)		217 €
Gr. 3 (62 03 037)		217 €