



Rechnungsanschrift:

Versandadresse:

Siehe Rechnungsanschrift

Bestellung

Kostenvoranschlag

Kunden-Nr.: _____

Besteller: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____

Kommission:

Der komfortable, faltbare Reha-Buggy.

- Alu-Gestell mit zentral bedienbarer Feststellbremse der hinteren Laufräder
- abnehmbare Räder, vorne lenkbar mit Richtungsfeststeller
- winkelverstellbare Rückenlehne (90° - 135°)
- höhenverstellbare und abnehmbare Fußbank
- 5-Punkt-Gurt mit gepolstertem Schulter- und Schrittgurt
- inkl. Verdeck und Ablagekorb
- abnehmbare Bezüge
- Fahrgestell: Schwarz

HMV-Nr.: 18.99.01.1052

patron®



zum Konfigurator



Grundmodelle

pip.

mit grau-schwarzen Bezügen



pip.

mit grün-blauen Bezügen



Preis / Stück

2001 100 / 3

2.064 €


Preis / Stück

2001 100 / 4

2.064 €

Maße

		pi-per.
A	Rückenlehnenhöhe	68 cm
B	Sitztiefe	29 cm
C	Sitzbreite	26/29/32/35 cm
D	Unterschenkellänge	25 - 37,5 cm
	Rückenlehnenwinkel	90° - 135°
	Sitzwinkel	26°
E	Gesamtlänge	108 cm
F	Gesamtbreite	59 cm
G	Gesamthöhe	100 cm
	Gewicht	14,5 kg
	max. Belastung	50 kg
	Länge (gefaltet)	100 cm
	Breite (gefaltet)	31 cm
	Höhe (gefaltet)	30 cm



Zubehör

Kopfstütze




Preis / Stück

20 00 001

179 €

Sitzverkleinerung – klettbar, Sitzbreite **A** = 26/29/32/35 cm



Preis / Set

20 00 002

212 €

Sitzpolsterung – inkl. 4 Seitenführungspolster (klettbar) und 1 Rückenpolster (Sitztiefe verringert sich hierbei auf 23 cm)



Preis / Set

grau-schwarz (**20 00 003/3**)

277 €

Fußpositionierer



Preis / Paar

20 00 004

87 €

Zubehör

Sommerschlupfsack



Preis / Stück

20 00 005

191 €

Winterschlupfsack



Preis / Stück

20 00 006

334 €

Regencape



Preis / Stück

20 00 007

79 €