



118 **rifton stander. supine**

Rechnungsanschrift:

Versandadresse:

Siehe Rechnungsanschrift

Bestellung

Kostenvoranschlag

Kunden-Nr.: _____

Besteller: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____

Kommission:

Der vielseitige Stehtrainer.

- Offener Rahmen mit Höhenverstellung und Schiebegriff
- Winkelverstellung der Hauptsäule per Gasdruckfeder von 0° - 90°
- Schwenkbare Thoraxpelotten für einfachen Transfer
- Beinauflage mit Hüftabduktion und individueller Beinlängen Anpassung
- Inkl. Beckengurt und Brustgurt für eine sichere Positionierung
- Inkl. weicher Kniepelotten mit Patella-Aussparung
- Nutzung in der Bauchlage durch abnehmbare Oberkörperstütze



Maße				
	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3	
Länge gesamt	81,5cm	99cm	109cm	
Breite gesamt	53,5 cm	68,5cm	73,5cm	
Höhe der horizontalen Körperstütze über dem Boden	56 - 71cm	56 - 91,5 cm	60 - 96,5cm	
Höhe Fußstütze bis Knie	15 - 28 cm	25,5 - 38 cm	31 - 48 cm	
Höhe Knie bis Hüfte	15 - 25,5 cm	20,5 - 33 cm	30,5 - 44 cm	
Fußstütze bis zur Oberkante der Kopfstütze	78,5 - 109cm	104 - 139,5 cm	124,5 - 169 cm	
Breite zwischen den Rumpfseitenteilen	12,5 - 25,5cm	18 - 28 cm	23 - 35,5 cm	
Breite zwischen den medialen/lateralen Oberschenkelauflagen	5 - 10 cm	7,5 - 12,5 cm	10 - 14 cm	
Gewicht des Grundmodells	23,5kg	35,5kg	52kg	
Körpergröße	71 - 106 cm	96 - 134 cm	122 - 165 cm	
max. Belastung	34kg	45 kg	84kg	

Grundmodell

rifton stander. supine Gr. 1 Für Benutzer mit einer Körpergröße von 71 – 106 cm Rahmenfarbe: rot		rifton stander. supine Gr. 2 Für Benutzer mit einer Körpergröße von 96 – 134 cm Rahmenfarbe: blau		rifton stander. supine Gr. 3 Für Benutzer mit einer Körpergröße von 122 – 165 cm Rahmenfarbe: blau	
				 	
Preis / Stück		Preis / Stück		Preis / Stück	
45 01 100	4.800 €	45 02 100	5.400 €	45 03 100	6.200 €

Zubehör
Beckengurt – Standard, wenn nicht anders angegeben

Beckengurt mit Rotationskontrolle


Preis / Stück Erstausrüstung		Preis / Stück Zurüstung		Aufpreis / Stück Erstausrüstung		Preis / Stück Zurüstung	
für Gr. 1	45 01 120 inkl.	45 01 120ET	383 €	für Gr. 1	45 01 121	68 €	45 01 121ET 452 €
für Gr. 2	45 02 120 inkl.	45 02 120ET	395 €	für Gr. 2	45 02 121	78 €	45 02 121ET 474 €
für Gr. 3	45 03 120 inkl.	45 03 120ET	405 €	für Gr. 3	45 03 121	88 €	45 03 121ET 495 €

Zubehör
Brustgurt – Standard, wenn nicht anders angegeben

Brustgurt mit Rotationskontrolle


Preis / Stück Erstausrüstung		Preis / Stück Zurüstung		Aufpreis / Stück Erstausrüstung		Preis / Stück Zurüstung	
für Gr. 1	45 01 117 inkl.	45 01 117ET	383 €	für Gr. 1	45 01 118	68 €	45 01 118ET 452 €
für Gr. 2	45 02 117 inkl.	45 02 117ET	395 €	für Gr. 2	45 02 118	78 €	45 02 118ET 474 €
für Gr. 3	45 03 117 inkl.	45 03 117ET	405 €	für Gr. 3	45 03 118	88 €	45 03 118ET 495 €

Zubehör
Brustschultergurt


Aufpreis / Stück Erstausrüstung		Preis / Stück Zurüstung	
für Gr. 1	45 01 119 68 €	45 01 119ET	452 €
für Gr. 2	45 02 119 78 €	45 02 119ET	474 €
für Gr. 3	45 03 119 88 €	45 03 119ET	495 €

Zubehör
Kniepelotten – Standard, wenn nicht anders angegeben

Abschwenkbare Kniepelotten


Preis / Paar Erstausrüstung		Preis / Paar Zurüstung		Aufpreis / Paar Erstausrüstung		Preis / Paar Zurüstung	
für Gr. 1	45 01 105 inkl.	45 01 105ET	254 €	für Gr. 2	45 02 112	273 €	45 02 112ET 532 €
für Gr. 2	45 02 105 inkl.	45 02 105ET	266 €	für Gr. 3	45 03 112	293 €	45 03 112ET 562 €
für Gr. 3	45 03 105 inkl.	45 03 105ET	279 €				

Zubehör

Seitenführung für die Kopfstütze		Zusätzliches Set Oberkörperpelotten (nutzbar als Thoraxpelotten oder Beckenführungs-pelotten)		Innen-Beinseitenführungen		Außen-Beinseitenführungen	
							
Preis / Paar		Preis / Paar		Preis / Paar		Preis / Paar	
für Gr. 1+2	(45 01 103)	für Gr. 1+2	(45 01 104)	für Gr. 1+2	(45 01 108)	für Gr. 1+2	(45 01 109)
für Gr. 2+3	(45 02 103)	für Gr. 2+3	(45 02 104)	für Gr. 2+3	(45 02 108)	für Gr. 2+3	(45 02 109)
	258 €		258 €		258 €		258 €
	267 €		267 €		267 €		267 €

Zubehör

Beinauflage inkl. Abduktionseinstellung – Standard, wenn nicht anders angegeben				Beinauflage inkl. Abduktionseinstellung, Kniekontrakturausgleich und Hüft- & Kniebeugung			
							
Preis / Paar Erstausrüstung		Preis / Paar Zurüstung		Aufpreis / Paar Erstausrüstung		Preis / Paar Zurüstung	
für Gr. 1	45 01 101	inkl.	45 01 101ET	für Gr. 2	45 02 102	387 €	45 02 102ET
für Gr. 2	45 02 101	inkl.	45 02 101ET	für Gr. 3	45 03 102	397 €	45 03 102ET
für Gr. 3	45 03 101	inkl.	45 03 101ET				
			826 €				1.233 €
			851 €				1.257 €
			879 €				

Zubehör

Fußstützenkeile (nur für Gr. 1 verfügbar)		Therapietisch – winkel- und höhenstellbar, abnehmbar		Unterarmauflagen für Therapietisch	
					
Preis / Paar		Preis / Stück		Preis / Paar	
für Gr. 1	(45 01 111)	für Gr. 1+2	(45 01 110)	für Gr. 1+2	(45 01 113)
	126 €	für Gr. 3	(45 03 110)		290 €
			711 €		
			733 €		

Erweiterung für die Nutzung in der Bauchlage

Gesäßgurt – für die erweiterte Nutzung in der Bauchlage erforderlich		Kniepositionierer mit Rotationskontrolle		Oberkörperstütze	
					
Preis / Stück		Preis / Paar		Preis / Stück	
für Gr. 1	(45 01 122)	für Gr. 1+2	(45 01 107)	für Gr. 3	(45 03 222)
für Gr. 2	(45 02 122)	für Gr. 3	(45 02 107)		
für Gr. 3	(45 03 122)				
	381 €		258 €		312 €
	393 €		279 €		
	405 €				