



Rechnungsanschrift:

Versandadresse:

Siehe Rechnungsanschrift

Bestellung

Kostenvoranschlag

Kunden-Nr.: _____

Besteller: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____

Kommission:

Das Liegeschalenuntergestell mit Liegeschalensystem.

- elektrische Verstellung der Höhe, des Sitzwinkels, des Rückenwinkels, des Kniewinkels und der Sitzkantelung per Handschalter (inkl. Sperrfunktion)
- universelle Aufnahmepunkte für Liegeschalen aller Bauarten
- universelle Aufnahmepunkte für Anbaugeräte
- Feststellbremse
- tiefenverstellbares Sitzteil
- verstellbarer Schiebebügel in der Höhe und der Länge
- Rahmenfarbe: Weiß-Blau




zum Konfigurator

Maße - Liegeschalenuntergestell


		tina.
A	Höhe Liegeschalenaufnahme vom Boden	53 - 79 cm
B	Rückenwinkel verstellbar* (wenn C auf 10° eingestellt ist, dann auch 120° - 180°)	130° - 180°
C	Sitzwinkel verstellbar	0° - 40°
D	Kniewinkel verstellbar	110° - 180°
	Breite Grundgestell	64 cm
	max. Belastung	100 kg
	Gewicht	70 kg

*wenn **C** auf 10° eingestellt ist, dann ist **B** auch von 120° - 180° einstellbar



Maße - Liegeschalensystem

		Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3
E	Breite	59 cm (mit Rausfallschutz + 12 cm)		
F	Länge Kopfteil	60 cm	75 cm	90 cm
G	Länge Sitzteil	35 - 50 cm		
H	Länge Beinteil	45 cm	55 cm	65 cm
I	Länge gesamt	140 - 155 cm	165 - 180 cm	190 - 205 cm
J	Höhe	6 cm (mit Rausfallschutz + 9 cm)		



Grundmodell Liegeschalenuntergestell

tina.

mit **16" PU-Hinterrädern** mit Trommelbremse & **8" PU-Lenkrädern**



tina.

mit **4 Schwenkrollen** (125 mm) inkl. Richtungsfeststellung hinten & Totalfeststellung (nur für den Innenbereich)



Preis / Stück

40 00 200

6.277 €


Preis / Stück

40 00 300

6.488 €

Liegeschalensystem

Liegeschalensystem – Das System besteht aus einem Kopfteil, Sitzteil und Beinteil



Preis / Set

Gr. 1 (**40 01 201**)

791 €

Gr. 2 (**40 02 201**)

791 €

Gr. 3 (**40 03 201**) Hinweis: Diese Größe beinhaltet einen verlängerten Radstand!

1.240 €

Matratzen

Vakuum-Matratze – für **tina.** inkl. Ventil und Elektropumpe mit Zweiwegeschalter (Die Vakuum-Matratze ist mit dem angebotenen Wendeb Bezug oder einem eigenen Bezug zu verwenden.)



Lagerungsmatratze (konturierbar)

inkl. Positionierungs-Kissen (2er Set) (Die Lagerungsmatratze ist mit dem angebotenen Wendeb Bezug oder einem eigenen Bezug zu verwenden.)

Füllung aus Polystyrol Kügelchen



	Länge	Breite		Länge	Breite
für Gr. 1	ca. 150 cm	ca. 75 cm	für Gr. 1	ca. 150 cm	ca. 75 cm
für Gr. 2	ca. 175 cm	ca. 75 cm	für Gr. 2	ca. 175 cm	ca. 75 cm
für Gr. 3	ca. 200 cm	ca. 80 cm	für Gr. 3	ca. 200 cm	ca. 80 cm
Preis / Stück			Preis / Stück		
für Gr. 1 (41 01 300)	3.588 €		für Gr. 1 (41 01 302)	978 €	
für Gr. 2 (41 02 300)	3.588 €		für Gr. 2 (41 02 302)	978 €	
für Gr. 3 (41 03 300)	3.588 €		für Gr. 3 (41 03 302)	1.102 €	

Matratzenbezüge

Wendeb Bezug Vakuummatratze – aus Wirkware in Flexigrau bzw. Tiefsee-Blau



Preis / Stück

für Gr. 1 (41 01 311)	420 €
für Gr. 2 (41 02 311)	420 €
für Gr. 3 (41 03 311)	420 €

Matratzenbezüge

Wendeb Bezug Lagerungsmatratze – aus Wirkware in Flexigrau bzw. Tiefsee-Blau



Preis / Stück

für Gr. 1 (41 01 312)	420 €
für Gr. 2 (41 02 312)	420 €
für Gr. 3 (41 03 312)	420 €

Rausfallschutz

Rausfallschutz für Gr. 1 – für Kopf- und Sitzteil, abklappbar



	Länge Kopfteil	Länge Sitzteil	Länge Beinteil	Höhe alle
für Gr. 1	20 cm	20 cm	–	15 cm

Preis / Set

für Gr. 1 **(40 01 202)** 343 €

Rausfallschutz für Gr. 2 & 3 – für Kopf-, Sitz- und Beinteil, abklappbar



	Länge Kopfteil	Länge Sitzteil	Länge Beinteil	Höhe alle
für Gr. 2	30 cm	20 cm	20 cm	15 cm
für Gr. 3	50 cm		30 cm	

Preis / Set

für Gr. 2 **(40 02 202)** 512 €
für Gr. 3 **(40 03 202)** 512 €

Zubehör

Positionierungs-Kissen (2er Set)
(nur für die Lagerungsmatratze bestellbar)



Breite	Höhe
28 cm	22 cm

Preis / Set

41 00 304 195 €

Großes Lagerungskissen



Breite	Höhe
100 cm	39 cm

Preis / Stück

41 00 305 195 €

Halbmond-Kissen



Breite	Höhe
90 cm	62 cm

Preis / Stück

41 00 306 119 €

T-Kissen



Breite	Höhe
60 cm	45 cm

Preis / Stück

41 00 307 119 €

Zubehör

Breiter Sicherheitsgurt – Gurt mit Schieber, zur Befestigung am Gestell



Preis / Stück

41 00 308 275 €

Vorbereitung des Untergestells für die Montage einer Schiebehilfe

für Enjo **(40 00 211)** 237 €
für via Go **(40 01 211)** 237 €

Zubehör

Radstandsverlängerung (10 cm) für Gr. 1+2 (ist in Gr. 3 schon enthalten)



für 16" Hinterräder



für 125 mm Rollen

Preis / Paar

für 16" Hinterräder **(40 00 206)** 195 €
für 125 mm Schwenkrollen hinten **(40 01 206)** 195 €

Infusionshalter

teleskopierbar (wird rechts montiert)




Preis / Stück

40 00 209 284 €

Zubehör

Ablagefläche für Versorgungsgeräte am Schiebebügel


höhen- und tiefenverstellbar, mit Langlöchern für Gurtband (25 mm) zur Sicherung der Versorgungsgeräte



Breite	56 cm
Tiefe	22 - 37,5 cm
Gerätehöhe	max. 50 cm

Ablagefläche für Versorgungsgeräte am Untergestell

mit Langlöchern für Gurtband (25 mm) zur Sicherung der Versorgungsgeräte



			tina. mit PU-Räder	tina. mit Schwenkrollen
		Breite	40 cm	
		Tiefe	22 cm / 32 cm*	30 cm / 40 cm*
		Gerätehöhe	25 cm	
		*mit Radstandsverlängerung		
Preis / Stück		Preis / Stück		
40 00 207	443 €	40 00 208	443 €	

Zubehör

Befestigungsösen zum Transport des Untergestells im Auto – montiert am Untergestell, universell kombinierbar z.B. mit Systemen von Q-Straint (zugelassen nach DIN EN 7176-19; Nutzung in 50° Aufrichtung des Kopfteils mit Becken- und Schulterschräggurt bzw. Dreipunktgurt des Fahrzeugs; wenn die notwendige Aufrichtung nicht erreicht werden kann, ist ein ärztliches Attest im Sinne der dritten Verordnung über Ausnahmen von straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften mitzuführen.)



Hier geht es zum Video für den „Einbau der tina. in das Fahrzeug“.



	Preis / Set
40 00 210	939 €