

GMFCS
Level III-V



Ich bin dein cooler Autositz bis ins Teenageralter.

Und ich bin dein Begleiter für spannende Fahrten und helfe dir zu mehr Selbstständigkeit. Meine Bedienung ist nämlich einfach und intuitiv, damit du schnell und einfach lernen kannst, dich ohne Hilfe anzuschnallen. Das stärkt nicht nur für mehr Selbstvertrauen, sondern verhindert bei dir auch die unentspannten Anschnallversuche deiner Eltern! Meine einzigartige EPP-Schalenstruktur sorgt für einen verbesserten Aufprallschutz. In Kombination mit dem Side Impact Buddy, der bis zu 40% der Energie aus einem Aufprall absorbiert, bist du auf deinen Reisen optimal geschützt.

NEU:
jetzt mit
HMV-Nr.



Variante mit
Beckengurt mit
Beckenführungs-
pelotte.



Variante mit
5-Punkt-Gurt.



Variante mit
5-Punkt-Gurt mit
Armauflage &
Abduktionskeil.



charlie integral.

Kopfstütze

lässt sich in der Höhe mit nur einem Handgriff verändern.

Thoraxpelotten

stabilisieren den Oberkörper.

Side Impact Buddy

bietet mehr Seitenaufprallschutz.

Armauflage

inklusive kleiner Armstützen.

5-Punkt-Gurt

hält das Kind an den stabilsten Punkten am Körper.

Isofix-Halterung

für besonders sichere und einfache Anwendung.

Fußbank

für stabilen Halt und eine entspannte Sitzposition.



Geführte Gurte

erhöhen die Selbstständigkeit, da sie eigenes Anschnallen ermöglichen.

Side Impact Buddy

absorbiert 40 % der Kraft bei einem Seitenaufprall.





Daten	charlie integral.
Empf. Körpergröße	100 - 150 cm
Länge	48 cm
Breite	43 - 51 cm
Höhe	59 - 79 cm
Sitzhöhe	11 cm (tiefster Punkt zur horizontalen Ebene im Sitz)
Sitztiefe	27 - 32 cm (kurze / lange Sitzfläche)
Sitzbreite	30 - 37 cm (Rückenseite / vorne)
Scheitelhöhe	51 - 71 cm
Kopfstützenhöhe	20 cm
Unterschenkellänge bei Nutzung der Fußbank	21 - 42 cm
Gewicht	8 kg
Max. Belastbarkeit	45 kg
HMV-Nr.	26.11.06.0036



Weitere Infos zum Zubehör
findest du in der Preisliste.



Scanne diesen QR-Code
und schau dir direkt auf un-
serer Homepage Videos zum
Produkt an.

