

GMFCS
Level IV-V

kg
max. 45



max. 134 cm



Ich bin dein vielseitiger Stehtrainer!

Denn ich vereine viele Funktionen in einem Hilfsmittel: Mit mir erhältst du Unterstützung von vorne, von hinten oder ganz so, wie du es brauchst:

Du kannst mich in Rücken oder auch in Bauchlage verwenden. Das macht mich zu deinem universellen Begleiter in allen Lebenslagen. Begegne deinen Freunden während des Stehtrainings auf Augenhöhe und genieße das gemeinsame Spielen – ich halte dich!





rifton stander.

Polsterung

mit feuerhemmendem Bezug.

Großer Tisch

kann sowohl in Bauch- als auch in Rückenlage genutzt werden.

Ober- und Unterschenkel

individuell einstellbar in der Länge.

Knie

im Winkel einstellbar.

Fußstützen

unabhängig schwenk- und neigbar und mit magnetischem Schnellverschluss.

8" Reifen

feststellbar.

Kopfstütze

tiefenverstellbar.

Schiebebügelle für Begleitperson

mit Kippauslöser.

Thoraxpelotten

abklappbar.

Beckengurt

gibt die nötige Sicherheit.

Mittelsäule

kann in der Höhe verstellt werden.



Variable Einstellmöglichkeiten

Beine können individuell in Länge, Hüft- und Kniewinkel eingestellt werden.



Als Multi-Position Stander

ist der **rifton stander** in Bauch- und Rückenlage schnell, einfach und werkzeuglos verstellbar.

Abklappbare Thoraxpelotten

bieten aufrechten, stabilen Halt und ermöglichen einfachen Transfer.



Rahmenfarbe  Anthrazit



Daten	Gr. 1	Gr. 2
Länge gesamt	81,5 cm	99 cm
Breite gesamt	53,5 cm	68,5 cm
Höhe der horizontalen Körperstütze über dem Boden	56 - 71 cm	56 - 91,5 cm
Höhe Sandale bis Knie	15 - 28 cm	25,5 - 38 cm
Höhe Knie bis Hüfte	15 - 25,5 cm	20,5 - 33 cm
Sandale bis zur Oberkante der Kopfstütze	78,5 - 109 cm	104 - 139,5 cm
Breite zwischen den Rumpfseitenteilen	12,5 - 25,5 cm	18 - 28 cm
Breite zwischen den medialen/lateralen Oberschenkelauflagen	5 - 10 cm	7,5 - 12,5 cm
Gewicht des Grundmodells in Bauchlage	21 kg	32,5 kg
Gewicht des Grundmodells in Rückenlage	23,5 kg	35,5 kg
Körpergröße	71 - 106,5 cm	96,5 - 134,5 cm
max. Belastung	34 kg	45 kg

Die Abduktion, die bei jedem Bein bis zu 30° möglich ist, fördert die gesunde Entwicklung der Hüfte.



**Weitere Infos zu Zubehör
& Begurtungen**
findest Du in der Preisliste..

