

GMFCS
Level III-V



Ich bin dein schwenkbarer Autositz.

Ich liebe Autofahren. Du auch? Dann nimm mich einfach mit. Mit mir kommst du überall sicher an. Denn ich wurde geprüft und als absolut sicher empfunden – auf dem Beifahrersitz wie auf der Rücksitzbank. Damit es deinen Eltern ganz leichtfällt, dich auf meinen Sitz zu positionieren, kann man mich kinderleicht um 90 Grad aus dem Auto herausdrehen. Mein absolutes Highlight: Ich kann als Basis für Modifikationen genutzt werden. So kann ich ganz nach deinen Bedürfnissen ausgestattet werden. Das macht mir so schnell keiner nach.



Mit tollem
Zubehör!



Sitzbezug
ist abnehmbar.

Thoraxpelotten
ermöglichen eine stabile und
aufrechte Sitzposition.

Rücken
lässt sich in drei Stufen neigen.

Schwenkvorrichtung
lässt sich bis 90° drehen.

gepolsterte Kopfstütze
kann in der Höhe verändert werden.

Gurte
dienen der Stützung und Positionierung.

Anatomische Seitenpolster
bewirken eine Aufrichtung des Körpers.

Fußbank
ist in der Höhe einstellbar und
für den Transfer abnehmbar.



90°

Schwenkvorrichtung
erleichtert den Transfer.

**Abnehmbare
Pelotten**





Daten	Gr. 1		Gr. 2		Gr. 3	
	a	b	a	b	a	b
Sitztiefe	25 cm	30 cm		35 cm		40 cm
Sitzbreite	28 cm		32 cm		36 cm	
Rückenhöhe	40 cm		48 cm		56 cm	
Kopfstützenhöhe	59 - 69 cm		65 - 77 cm		76 - 86 cm	
Pelottenhöhe	25 - 33 cm		32 - 40 cm		36 - 44 cm	
Sitzwinkel*	0° / 15°		0° / 10°			
Brustbreite	14 - 25 cm		16 - 29 cm		16 - 32 cm	
Rückenwinkel	90° - 108°					
max. Belastung	30 kg		45 kg		60 kg	
HMV-Nr.	26.11.06.0009					

* bei Verwendung der Fußbank und Schrägverstellung



Weitere Infos zum Zubehör
findest du in der Preisliste.

