

**FKP.**

# Das flexible Kniepelottensystem.

**Ich bin die neue flexible Kniepelotte.** Ich helfe Dir beim Stehen. Ich stabilisiere und korrigiere Dich bei der Benutzung unserer Stehtrainer **todd.**, **till.** oder **tim.**

Und dafür haben sich meine Entwickler eine ganze Menge einfallen lassen. Ich lasse zum Beispiel keinen Druck zu. Durch meine Funktionsweise stütze ich sowohl in die vordere als auch seitliche Richtung. Die beiden Beinanlagen passen sich der Form des Knies an. Das ermöglicht eine stufenlose Winklereinstellung in jede Richtung. Zusätzlichen Halt geben Dir meine gepolsterten Bügel. Durch das bewegliche Kugelgelenk sind selbst kleinste Bewegungen kein Problem. Durch meine hautsympathischen und pflegeleichten Materialien, wie den Jersey-Stoff, das Neopren und den Klettverschluss biete ich Dir einen angenehmen Tragekomfort.



neu

# FKP.

# Das flexible Kniepelottensystem.



## Deine neuen Kniepelotten werden dich begeistern:

Ich biete Dir genau die Stabilität, die Du eventuell aufgrund Deines niedrigen Muskeltonus oder wegen eines lockeren Bandapparates hast. Zum Einsatz komme ich bei Hypotonien, Trisomie 21, Muskeldystrophien und vielen Krankheitsbildern mehr. Ich korrigiere Dich bei Kontrakturen und abweichender Gelenkform bei Cerebralparese oder neurodegenerativen Erkrankungen. Ich bin besonders anschmiegsam und biete eine flächige Druckverteilung und halte auch großem Zug stand. Das macht mich zu einem belastbaren Helfer. Meine große Flexibilität lässt die Bewegung der Muskulatur zu. Klar, denn die ist es ja, die ich aktivieren, trainieren und dehnen will!



## AN DIESEN PRODUKTEN KOMME ICH ZUM EINSATZ:



till.



todd.



tim.



*„In der Entwicklung der neuen, flexiblen Kniepelotten steckt echt viel Herzblut. Muskuläre und knöcherne Funktionen zu berücksichtigen, das war unser Fokus. Und das ist uns sehr gut gelungen! Aber überzeugen Sie sich selbst in unseren Videos!“*

**Andrea Espei,**  
Schulungsleiterin & Ergotherapeutin

